


Anticorpo Policlonais Anti-Nfat5 Para Wb, Elisa - 094916

Número do item: CM0020625



introdução

NFAT5 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para Western blot e ELISA, direcionado ao NFAT5 humano (094916). Adequado para estudos sobre resposta ao estresse osmótico, regulação de genes inflamatórios e reparo de danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NFAT5 Rabbit pAb
Observações/Alias	NFATZ; OREBP; NF-AT5; NFATL1; TONEBP; NFAT5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10725
ID do Gene	10725
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1355-1455 do NFAT5 humano (NP_619728.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	094916
Peso Proteico	166kDa
Transporte	Bolsa de gelo