

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Nfic Para Wb, Elisa - P08651

Número do item: CM0014757



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-NFIC é validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Indicado para estudo de regulação da transcrição, replicação do DNA e ativação do gene TERT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFIC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CTF, NFI, CTF5, NF-I, NFIC
Espécie	Humano
ID do Gene	4782
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da NFIC humana (NP_005588.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08651
Peso Proteico	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo