


Anticorpo Policlonal Anti-Nfkb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19838

Número do item: CM0014784



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-NFKB1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano. Produzido contra NFKB1 recombinante (aa 740-964). Ideal para pesquisa de sinalização NF-kappa-B e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFKB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; Nfkapab; NF-kapab; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4790
GeneID	4790
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 740-964 do NFKB1 (NP_001158884.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo