


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Nfkbib Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15653

Número do item: CM0027132



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-NFKBIB validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a I-capa-B-beta, um inibidor de NF-capa-B de 38 kDa que regula a retenção citoplasmática e a translocação nuclear de NF-capa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFKBIB Rabbit pAb
Observações/Alias	IKBB; TRIP9; NFKBIB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4793
ID do Gene	4793
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-356 da NFKBIB humana (NP_002494.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15653
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo