

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nfrkb Para Wb, Elisa - Q6P4R8

Número do item: CM0006500



introdução

NFRKB Rabbit mAb para WB e ELISA detecta a proteína humana nuclear factor related to kappa-B-binding protein, uma subunidade de 139 kDa do complexo INO80 envolvida na remodelação da cromatina e na regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFRKB Rabbit mAb
Observações/Alias	INO80G; NFRKB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4798
ID do Gene	4798
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 370-495 de NFRKB humano (NP_001137307.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6P4R8
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Saco de gelo