


## Anticorpo Monoclonal Anti-Ngly1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96lv0

Número do item: CM0007437



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NGLY1 (Peptídeo-N(4)-(N-acetil-beta-glicosaminil)asparagina amidase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de ERAD e degradação de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NGLY1 Rabbit mAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 55768                                                                                                                    |
| GeneID              | 55768                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do NGLY1 humano (NP_060767.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q96lv0                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 74kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |