

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nipsnap1 Para Wb, Elisa - Q9Bpw8

Número do item: CM0019458

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NIPSNAP1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo de mitofagia e disfunção mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NIPSNAP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NIPSNAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8508
GeneID	8508
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-145 da NIPSNAP1 humana (NP_003625.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BPW8
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo