

Anticorpo Policlonal Anti-NLIn (Coelho) Para Wb E Elisa - Q9Byt8

Número do item: CM0014004



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NLN humano (neurolysin), uma metaloprotease mitocondrial. Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano e rato. Útil para estudar a degradação de neuropeptídeos e a sinalização canabinoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLN Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57486
GeneID	57486
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 630-704 do NLN humano (NP_065777.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BYT8
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo