

Anticorpo Policlonal Anti-Nme2/Nm23B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22392

Número do item: CM0029576



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NME2/NM23B humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 17 kDa envolvida no metabolismo de nucleosídeos, regulação da transcrição e sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NME2/NM23B Rabbit pAb
Observações/Alias	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4831
ID do Gene	4831
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22392
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo