


Anticorpo Policlonal Anti-Nmnat1 Para Wb E Elisa - Q9Han9

Número do item: CM0028842



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade direcionado ao NMNAT1 humano. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Uma ferramenta chave para estudar o metabolismo do NAD⁺ e o remodelamento da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NMNAT1
Observações/Apelido	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64802
GeneID	64802
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do NMNAT1 humano (NP_073624.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HAN9
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de Gelo