


Anti-Nnmt Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P40261

Número do item: CM0016957



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NNMT humano, validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para estudar metabolismo de nicotinamida, regulação epigenética e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NNMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	NNMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 do NNMT humano (NP_006160.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40261
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo