


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nop58 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Número do item: CM0017155



introdução

O pAb de coelho contra NOP58 é um anticorpo policlonal produzido contra uma proteína de fusão recombinante, validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre biogênese ribossômica e o nucléolo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NOP58 Rabbit pAb
Observações/Alíás	NOP5, HSPC120, NOP5/NOP58, NOP58
Espécie	Humano
GeneID	51602
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-529 do NOP58 humano (NP_057018.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y2X3
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo