

## Anticorpo Monoclonal Anti-Notch1 Para Wb, Ip, Elisa - P46531

Número do item: CM0003362



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Notch1 humano (P46531) validado para WB, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de sinalização Notch, diferenciação celular e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Notch1 Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Observações/Alias   | hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 4851                                                                                                                              |
| GeneID              | 4851                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 2456-2555 da Notch1 humana (P46531). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                                |
| SWISS               | P46531                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 273kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                     |