

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nqo1 (Validado Por Ko) Para Wb, If-P, Elisa - P15559

Número do item: CM0002891



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra NQO1, validado para especificidade de knockout. Adequado para western blot (WB), imunofluorescência (IF-P) e ensaios de ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a desintoxicação de quinonas, o estresse oxidativo e vias relacionadas ao câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NQO1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Validado por KD] NQO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1728
ID do Gene	1728
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NQO1 humano (P15559).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15559
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo