


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nr2C2 Para Wb, Elisa - P49116

Número do item: CM0030733



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-NR2C2 validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o receptor nuclear órfão TR4, envolvido na regulação da transcrição, espermatogênese e desenvolvimento embrionário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NR2C2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	TR4; TAK1; NR2C2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7182
GeneID	7182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-380 do NR2C2 humano (NP_003289.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49116
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de Gelo