

Anticorpo Policlonal Anti-Nsrp1 Para Wb, Elisa - Q9H0G5

Número do item: CM0022667

introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido contra NSRP1 (CCDC55/NSrp70), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudos sobre o splicing do pré-mRNA e a dinâmica dos speckles nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	NSRP1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	CCDC55; NSrp70; HSPC095; NEDSSBA; NSRP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	84081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da NSRP1 humana (NP_115517.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H0G5
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo