

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nucks1 Para Wb E Elisa - Q9H1E3

Número do item: CM0022402

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-NUCKS1 de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de reparo de DNA por recombinação homóloga e dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUCKS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	JC7; NUCKS; NUCKS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64710
GeneID	64710
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da NUCKS1 humana (NP_073568.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1E3
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo