

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nudc Para Wb E Elisa - Q9Y266

Número do item: CM0009737



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o NUDC humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com NUDC de camundongo e rato. Ideal para estudar mitose, citocinese e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDC Rabbit mAb
Observações/Apelido	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10726
GeneID	10726
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 232-331 do NUDC humano (Q9Y266).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y266
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo