


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nup62 Para Wb, Elisa - P37198

Número do item: CM0020001



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à NUP62 humana, um componente do complexo do poro nuclear envolvido no transporte nucleocitoplasmático e na regulação mitótica. Validado para aplicações de WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP62 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p62; IBSN; SNDI; NUP62
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23636
ID do Gene	23636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 403-522 da NUP62 humana (NP_036478.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P37198
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de gelo