


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Nup93 Para Wb, Elisa - Q8N1F7

Número do item: CM0027379



introdução

Anticorpo policloonal de coelho anti-NUP93 para Western blot (WB) e ELISA. Detecta NUP93 humano, de camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre montagem do complexo do poro nuclear e migração de podócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NUP93 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NIC96; NUP93
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9688
GeneID	9688
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 670-819 da NUP93 humana (NP_055484.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N1F7
Peso Molecular da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo