

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oat3 Para If/Icc, Elisa - Q8Tcc7

Número do item: CM0024439

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OAT3 humano, validado para IF/ICC e ELISA. Detecta o transportador de ânions orgânicos basolateral SLC22A8, crucial para pesquisas de excreção renal de medicamentos e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OAT3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OAT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9376
ID do Gene	9376
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 32-123 do OAT3 humano (NP_004245.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCC7
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo