

## Anticorpo Policlonal Anti-Olig2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13516

Número do item: CM0014733

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Olig2 humano, adequado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta Olig2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em neurodesenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | Olig2 pAb de coelho                                                                                       |
| Observações/alias   | BHLHB1, OLIGO2, RACK17, PRKCBP2, bHLHe19, Olig2                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                    |
| ID do gene (humano) | 10215                                                                                                     |
| ID do gene          | 10215                                                                                                     |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-80 de Olig2 humano (NP_005797.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                          |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                  |
| SWISS               | Q13516                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 32 kDa                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                              |