

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oma1 Para Wb E Elisa - Q96E52

Número do item: CM0019428

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OMA1 humano, uma metaloprotease mitocondrial envolvida no controle de qualidade e apoptose. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de dinâmica mitocondrial e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-OMA1
Observações/Apelido	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidase; 2010001009Rik; OMA1
Espécie (Alvo)	Humano
GeneID (Humano)	115209
GeneID	115209
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 421-520 do OMA1 humano (NP_660286.1)
Fonte (Hospedeiro)	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96E52
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Em saco de gelo