

Anticorpo Policlonais Anti-Osmkk4 Para Wb, Elisa - Q6K4Q0

Número do item: CM0018973

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OsMKK4 de arroz, validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para estudos de sinalização de defesa vegetal e função de quinase em Oryza sativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsMKK4 Rabbit pAb
Observações/Alias	OJ1316_E06.24; OsMKK4
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4330957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 de OsMKK4 de Oryza sativa (Q6K4Q0)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6K4Q0
Peso Proteico	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo