

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ostt1 Para Wb, Elisa - Q10Kf0

Número do item: CM0019473

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OsTT1 de arroz (subunidade alfa tipo-2 do proteassoma) validado para WB e ELISA. Reconhece o alvo de Oryza sativa com um peso molecular previsto de ~26kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsTT1 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	PAB1; OsPAB1; Osj_11088; OsTT1
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4333000
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 135-235 de OsTT1 de Oryza sativa (Q10KF0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10KF0
Peso da Proteína	26kDa

Envio