

Anticorpo Monoclonal Anti-Otx1 Para Wb E Elisa - P32242

Número do item: CM0003298

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à OTX1 humana (proteína Homeobox OTX1). Adequado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTX1 Rabbit mAb
Espécie	Humana
GeneID	5013
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da OTX1 humana (NP_055377.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P32242
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)