


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oxsm Para Wb, Elisa - Q9Nwu1

Número do item: CM0020621



introdução

Validação de anticorpo policlonal de coelho contra OXSM para Western blot e ELISA. Reage com a sintase de 3-oxoacil-ACP mitocondrial humana, de camundongo e de rato. Apoia estudos de biossíntese de ácidos graxos, metabolismo lipídico e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	OXSM pAb de coelho
Observações/Apelidos	KS; CEM1; KASI; FASN2D; OXSM
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	54995
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-459 da OXSM humana (NP_060367.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9NWU1
Peso da proteína	49 kDa
Transporte	Bolsa de gelo