


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P-Caderina Para Wb, If, Fc E Elisa - P22223

Número do item: CM0004106



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra P-caderina humana (CDH3), validado para WB, IF/ICC, IF-P, FC e ELISA. Reconhece a proteína P-caderina endógena (~87/91 kDa). Ideal para pesquisa de adesão celular e carcinoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-P-caderina de Coelho
Observações/Apelidos	CDHP; HJMD; PCAD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1001
ID do Gene	1001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-654 da P-caderina humana (NP_001784.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22223
Peso Molecular da Proteína	87 kDa/91 kDa
Envio	Bolsa de gelo