

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P150 Caf1 (Subunidade P150 Do Caf-1) Para Wb E Elisa - Q13111

Número do item: CM0022717



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à p150 CAF1 humana (CHAF1A), a subunidade p150 do fator de montagem de cromatina-1. Validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre montagem de cromatina, replicação de DNA e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p150 CAF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10036
GeneID	10036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da p150 CAF1 humana (NP_005474.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13111
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Bolsa de gelo