

Anti-P2Ry11 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q96G91

Número do item: CM0023711

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o receptor de purina P2Y 11 (P2RY11) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização de receptor acoplado à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RY11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P2Y11; P2RY11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5032
GeneID	5032
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-379 do P2RY11 humano (NP_002557.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96G91
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo