

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-P4Ha3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z4N8

Número do item: CM0013194

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-P4HA3 para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta P4HA3 humano, de camundongo e de rato, uma subunidade da prolil 4-hidroxilase de colágeno. Adequado para estudos de matriz extracelular e fibrose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P4HA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	283208
GeneID	283208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-110 da P4HA3 humana (NP_878907.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z4N8
Peso Molecular	61kDa
Envio	Embolsa de gelo