

Anticorpo Monoclonal Anti-P53 Dinp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96A56

Número do item: CM0012768

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra p53 DINP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p53 DINP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
Espécie	Humano
ID do Gene	94241
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do p53 DINP1 humano (Q96A56)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96A56
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo