


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P53 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02340

Número do item: CM0018896



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao supressor tumoral p53. Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa em apoptose, ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p53 Rabbit pAb
Observações/Apelido	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7157
GeneID	22059
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 290-390 do p53 de camundongo (NP_035770.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02340
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo