


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pacsin2 Para Wb, Elisa - Q9Unf0

Número do item: CM0022742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PACSIN2 (Syndapin-2), validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. O PACSIN2 regula a morfogênese de caveolas, endocitose e a disseminação do HIV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PACSIN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SDPII; PACSIN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11252
GeneID	11252
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-410 do PACSIN2 humano (NP_009160.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNF0
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo