

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Padi4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um07

Número do item: CM0021229



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PADI4 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Reconhece PADI4 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudar citrulinização, NETose e remodelação da cromatina em pesquisa imunológica e oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PADI4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23569
GeneID	23569
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-663 do PADI4 humano (NP_036519.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UM07
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo