


## Anticorpo Policlonal Anti-Paics Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22234

Número do item: CM0025307



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade para PAICS humano (enzima bifuncional da biossíntese de purinas). Validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar metabolismo de nucleotídeos e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PAICS Rabbit pAb                                                                                                               |
| Observações/Apelido | ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 10606                                                                                                                          |
| ID do Gene          | 10606                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 176-425 do PAICS humano (NP_001072992.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | P22234                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 47 kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                   |