

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pak4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O96013

Número do item: CM0015673



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece PAK4 humano e de camundongo (64 kDa). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudar PAK4 na regulação do citoesqueleto, migração celular, proliferação e sobrevivência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAK4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10298
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 450-550 do PAK4 humano (NP_005875.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O96013
Peso Molecular da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo