

Anti-Pam16 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Y3D7

Número do item: CM0030877

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PAM16 humano (TIM16, MAGMAS), validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Detecta uma proteína de 14 kDa; adequado para pesquisa de importação mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAM16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIM16; MAGMAS; SMDMDM; TIMM16; CGI-136; PAM16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51025
ID do Gene	51025
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-125 do PAM16 humano (NP_057153.8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y3D7
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo