

Anticorpo Policlonal Anti-Pan-Pkc Para Wb, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Número do item: CM0022686



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra pan-PKC (PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ), validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de PKC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pan-PKC Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; pan-PKC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 572-672 do PRKCA humano (NP_002728.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso da Proteína	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Envio	Saco com gelo