

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pap Para Wb, Elisa - P51003

Número do item: CM0026312



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à poli(A) polimerase alfa humana (PAPOLA/PAP). Validado para Western blot e ELISA, adequado para estudos de poliadenilação de mRNA. Ideal para aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAP Rabbit pAb
Observações/Alias	PAP; PAP-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10914
GeneID	10914
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 605-745 da PAP humana (NP_116021.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51003
Peso Molecular da Proteína	83kDa
Transporte	Bolsa de gelo