

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pard6A Para Wb E Elisa - Q9Npb6

Número do item: CM0027272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PARD6A de alta qualidade para WB e ELISA. Validado para amostras humanas e de camundongo, direcionado à proteína adaptadora PAR6C envolvida na polaridade celular e junções apertadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARD6A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PAR6; PAR6C; TAX40; PAR-6A; TIP-40; PAR6alpha; PARD6A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50855
ID do Gene	50855
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da PARD6A humana (Q9NPB6)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NPB6
Peso da Proteína	37kDa
Transporte	Bolsa de gelo