

Anticorpo Policlonal Anti-Parp4 Para Wb, Elisa - Q9Ukk3

Número do item: CM0026860



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PARP4 humano, validado para WB e ELISA. Detecta PARP4 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o complexo vault e ADP-ribosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWASC; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	143
GeneID	143
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PARP4 humano (NP_006428.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKK3
Peso da Proteína	193kDa
Envio	Saco de gelo