

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pax3 Para Wb E Elisa - P23760

Número do item: CM0016108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PAX3 humano, validado para western blotting (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre desenvolvimento neural, miogênese e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5077
GeneID	5077
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23760
Peso Molecular da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo