

Anticorpo Policlonal Anti-Pbx1 Para Wb, Elisa - P40424

Número do item: CM0028712



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o fator de transcrição PBX1 humano. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para rato e camundongo. Adequado para pesquisa em regulação transcricional, desenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PBX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAKUHD; PBX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5087
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 311-430 do PBX1 humano (NP_002576.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40424
Peso Proteico	47kDa
Remessa	Saco de Gelo