

Anticorpo Policlonal Anti-Pcdh9 Para Wb, Elisa - Q9Hc56

Número do item: CM0015593



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Protocaderina-9 (PCDH9) humana para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas. Peso molecular previsto de 136 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCDH9 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	PCDH9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5101
GeneID	5101
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-600 da PCDH9 humana (NP_982354.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC56
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Saco de gelo