

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcdhb4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5E5

Número do item: CM0021781

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PCDHB4 humano (protocaderina beta-4). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de adesão celular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCDHB4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCDH-BETA4; PCDHB4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56131
ID do Gene	56131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-300 do PCDHB4 humano (NP_061761.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5E5
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo