

Anticorpo Monoclonal Anti-Pck1 (Pepck-C) Para Western Blot E Elisa - P35558

Número do item: CM0006904



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PCK1 humano (PEPCK-C), validado para Western blot e ELISA. Detecta PCK1 humano, de camundongo e de rato, ideal para pesquisas sobre gliconeogênese e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCK1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Espécie	Humano
ID do Gene	5105
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 523-622 do PCK1 humano (NP_002582.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35558
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo