

Anticorpo Monoclonal Anti-Pcyt1A Para Wb, Elisa - P49585

Número do item: CM0004469

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PCYT1A para WB e ELISA, validado em amostras humanas. Este anticorpo tem como alvo a colina-fosfato citidililtransferase A, uma enzima chave na síntese de fosfatidilcolina, adequada para pesquisa de doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PCYT1A
Observações/Apelido	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5130
GeneID	5130
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 268-367 do PCYT1A humano (P49585)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49585
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Em saco de gelo