


Anticorpo Policlonal Anti-Pdcd10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bul8

Número do item: CM0019634



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDCD10 (CCM3/TFAR15) humano para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Componente de complexos STRIPAK, envolvido na apoptose, angiogênese e migração celular. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDCD10 Coelho pAb
Observações/Apelidos	CCM3, TFAR15, PDCD10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11235
GeneID	11235
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-212 do PDCD10 humano (NP_009148.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BUL8
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo