

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdgfrl Para Wb, Elisa - Q15198

Número do item: CM0027660

introdução

O anticorpo policlonal de coelho PDGFRL (PDGRL/PRLTS) detecta a proteína semelhante ao receptor do fator de crescimento derivado de plaquetas, um supressor tumoral. Adequado para WB e ELISA, 42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFRL pAb de Coelho
Observações/Alias	PDGRL; PRLTS; PDGFRL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5157
GeneID	5157
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-205 da PDGFRL humana (NP_006198.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15198
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo